



ALAB grupa

oznacza wiarygodność

Instrukcja do badania: P/c przeciw wirusowi SARS CoV-2 w klasie IgG

Skład zestawu:

- karta do pobrania krwi
- 2 sterylne lancety
- kompres
- 2 plastry
- 2 waciki nasączone alkoholem
- zamykany woreczek plastikowy z pochłaniaczem wilgoci
- koperta wysyłkowa
- kody kreskowe
- skierowanie

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

- Produkt mogą stosować wyłącznie osoby dorosłe (od 18. roku życia).
- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla nieletnich.
- Nie należy pobierać próbki krwi bezpośrednio po wysiłku fizycznym.
- W przypadku problemów ze wzrokiem lub pobraniem krwi, pobranie należy wykonać w obecności innej osoby dorosłej.
- W niżej wymienionych przypadkach przed użyciem zestawu wymaga jest konsultacja z lekarzem:
 - W razie skłonności do krwawień, występowania zaburzeń krzepnięcia lub przyjmowania leków przeciwzakrzepowych.
 - W czasie ciąży lub karmienia piersią.

Zasady dotyczące zestawu:

- Zestaw do pobierania krwi jest przeznaczony tylko do jednorazowego użytku, dla jednej osoby
- Nie należy dotykać karty do pobrania krwi w miejscach zaznaczonych okręgów.
- Nie należy przerywać raz rozpoczętego zabiegu pobierania krwi; nie należy dodawać świeżej krwi do wyschniętych kropli krwi na karcie.
- Lancety należy stosować wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem opisanym w instrukcji. Każdy lancet może być użyty tylko raz. Nie należy używać lancetów dostarczonych bez osłony lub z luźną osłoną.
- Zestaw należy przechowywać w temperaturze od 8°C do 30°C i nie używać po upływie terminu ważności, który podano na odwrocie karty do pobrania krwi.
- Po pobraniu krwi wszystkie zużyte elementy zestawu należy wyrzucić do odpadów komunalnych zmieszanych.



ALAB grupa

oznacza wiarygodność

Instrukcja do badania: P/c przeciw wirusowi SARS CoV-2 w klasie IgG

Przed rozpoczęciem pobrania:

- Umieść wszystkie elementy na czystej powierzchni i sprawdź, **czy zestaw jest kompletny**. Jeśli brakuje elementów lub są one uszkodzone, nie używaj zestawu i skontaktuj się z ALAB laboratoria, wysyłając wiadomość pod adres e-mailowy: covid19@alab.com.pl
- Wpisz swoje **imię, nazwisko i datę pobrania** w wyznaczone pola na karcie do pobrania krwi. Nad imieniem i nazwiskiem umieść **jeden z kodów kreskowych** załączonych w zestawie.
- Wypełnij załączone skierowanie.
- Wynik badania odbierzesz przez stronę www.alablaboratoria.pl, korzystając z zakładki WYNIKI ONLINE. W polu miasto wybierz opcję: Warszawa, z kolei w polu laboratorium: Centralne Laboratorium, ul. Stępińska. Uzupełnij kod kreskowy z kartonika „odbiór wyników” oraz podaj nr PESEL lub datę urodzenia pacjenta.

Przygotowanie do pobrania:

- Pobranie powinno być wykonane minimum dwie godziny po ostatnim posiłku.
- Przed pobraniem należy wypić szklanę wody.
- Materiał należy pobrać w przedziale od niedzieli do czwartku.
- Materiał należy odesłać niezwłocznie po pobraniu, w dzień roboczy w przedziale od poniedziałku do czwartku.

Instrukcja przeprowadzenia pobrania:

- Na naszej stronie internetowej znajdziesz film instruktażowy z wykonania pobrania.
- **Umyj ręce** ciepłą wodą z mydłem, poświęcając tej czynności co najmniej 30 sekund.
- Wybierz jeden z palców środkowych lub serdecznych do pobrania krwi. Spróbuj pobudzić krążenie krwi, np. wykonując krążenie ramion.
- **Otwórz kartę do pobrania krwi** w taki sposób, aby wszystkie 5 pól było widocznych.
- Otwórz opakowanie **kompresu i plastra**, aby były gotowe do użycia w stosownym momencie.
- Zdezynfekuj cały opuszek palca za pomocą jednego z **wacików nasączonych alkoholem**. Odczekaj, aż palec wyschnie (co najmniej 15 sekund). **Nie dotykaj niczego palcem po dezynfekcji, aby uniknąć zanieczyszczenia.**
- Otwórz jeden z lancetów, odkręcając wąską osłonę.
- Połóż rękę na stabilnej powierzchni i **dociśnij lancet** otworem skierowanym do boku zdezynfekowanego opuszka palca, aż do poczucia nakłucia.
- Wytrzyj pierwszą kroplę krwi **kompresem**.



ALAB grupa

oznacza wiarygodność

Instrukcja do badania: P/c przeciw wirusowi SARS CoV-2 w klasie IgG

- Masuj palec od podstawy w kierunku miejsca nakłucia tak, aby ponownie powstała duża kropla krwi.
- Trzymaj palec nad kartą do pobrania krwi. Pozwól, aby kropla krwi **bezdotykowo** opadła w jedno z zaznaczonych pól. Powtórz tę samą czynność dla pozostałych pól.

UWAGA! Jeśli kropla krwi nie spłynie samoczynnie, należy ostrożnie dosunąć kartę tak, aby powstał kontakt z kroplą krwi bez dotykania karty palcem.

- **Dokładnie wypełnij krwią 5 okręgów** (co najmniej w dwóch trzecich) w obrębie oznaczeń.

UWAGA! W razie potrzeby użyj drugiego lancetu i powtórz w/w kroki na innym palcu.

- Po pobraniu próbki krwi dociśnij **kompres** do miejsca nakłucia, aby zatrzymać krwawienie. Użyj jednego z plastrów, aby opatrzyć ranę w miejscu nakłucia.
- Umieść **otwartą kartę do pobrania krwi** w suchym miejscu, zabezpieczonym przed światłem słonecznym i wpływem środowiska. Pozostaw krople krwi na **3 do 4 godzin** do wyschnięcia w temperaturze pokojowej.

UWAGA! Nie umieszczaj karty na grzejniku ani żadnym innym źródle ciepła!

Kopertę należy przechowywać w temperaturze pokojowej i nie należy jej zginać.

- Po wyschnięciu zamknąć kartę, umieścić w torebce strunowej z pochłaniaczem wilgoci i szczelnie zamknąć. Całość włożyć do kartonu po zestawie do pobrania krwi.
- Karton umieścić w **kopercie wysyłkowej, kopertę zakleić.**
- **na kopercie wysyłkowej przykleić symbol „UN 3373 Substancja Biologiczna Kategoria B” oraz list przewozowy.**
- wysłać jak najszybciej (najpóźniej 2 dni po pobraniu zgodnie z instrukcją).

UWAGA! Kopertę należy przechowywać w temperaturze pokojowej i nie zginać jej.

Jak odesłać zestaw?

- W zestawie znajduje się zwrotny list przewozowy, który jest ważny 5 dni roboczych od daty wystawienia.
- By odesłać zestaw do laboratorium należy zadzwonić pod numer firmy kurierskiej UPS - +48 22 534 00 00
- Wysyłka powinna nastąpić w dniach **poniedziałek – czwartek**. Nie powinna być nadawana przed dniami wolnymi od pracy.

W razie pytań dotyczących testu i wykonania pobrania skontaktuj się z nami telefonicznie: 22 349 11 97 lub e-mailowo: covid19@alab.com.pl

Jeśli chcesz zgłosić reklamację wypełnij formularz, ze strony: www.alabreklamacje.pl



ALAB *grupa*

oznacza wiarygodność

**Instrukcja do badania: P/c przeciw wirusowi SARS CoV-2 w
klasie IgG**